



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Набор хирургический ветеринарный

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Ветеринарные хирургические инструменты
Хирургическое оборудование для
ветеринарных клиник
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Набор хирургический ветеринарный.

Комплектация:

- 1 Зажим с насечкой зубчатый прямой, 140мм — 1 шт.
- 2 Зажим с насечкой изогнутый, 125 мм — 1 шт.
- 3 Зажим с насечкой прямой, 125 мм — 1 шт.
- 4 Зажим с насечкой прямой, 160 мм — 1 шт.
- 5 Зонд хирургический желобоватый, 140 мм — 2 шт.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

6 Игла хирургическая изогнутая 4B2- 1x60 — 2 шт.

7 Игла хирургическая изогнутая 4B2- 0.5x35 — 2 шт.

8 Игла хирургическая прямая 0B2-0.5x53 — 2 шт.

9 Игольник — 2 шт.

10 Иглодержатель общехирургический с кремальерой, 150 мм — 1 шт.

11 Ножницы тупоконечные, вертикально изогнутые, 140 мм — 1 шт.

12 Ножницы тупоконечные, прямые, 140мм — 1 шт.

13 Ножницы прямые, с одним острым концом, 140 мм — 1 шт.

14 Пинцет хирургический общего назначения, 140 мм — 1 шт.

15 Скальпель (рукоятка для установки сменных лезвий), 130 мм — 1 шт.

16 Скальпель (рукоятка для установки сменных лезвий), 140 мм — 1 шт.

17 Сменное лезвие для скальпеля — 10 шт.

18 Стерилизатор — 1 шт.

Набор упакован в специальный чехол, предназначенный для транспортировки.
Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить ветеринарный хирургический набор по цене производителя.