



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 2

ЦЕНА

по запросу

Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки



Описание

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 2 — предназначен для получения однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 2 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Емкость гомогенизатора герметична, способна сохранять температуру до 2-х часов.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Возможна поставка с термостабилизированной емкостью, обеспечивающей поддержание постоянной температуры пробы (гомогенизация происходит в термостате). Это позволяет добиться наилучшей воспроизводимости результатов пробоподготовки.

Характеристики

Максимальная скорость вращения	10000 об/мин
Мощность двигателя	400 Вт
Диапазон установки таймера	0 — 10 мин., с шагом 1 мин.
Рабочая емкость	нержавеющая сталь
Максимальный объем гомогенизируемого образца	2000 мл
Электропитание	220В/50Гц
Габаритные размеры	Ф 160х375
Вес, не более	3 кг