



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Система подачи проб большого объема.



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для пробоподготовки



Описание

При исследованиях жидких образцов с объемом до 1000 мл используют систему их подачи в картридж, состоящую из адаптера к картриджам разных размеров, фторопластовой инертной трубки и грузика с фильтром.

Назначение

Система подачи проб большого объема предназначена для транспортировки пробы из лабораторной посуды в картридж с сорбентом за счет вакуума создаваемого в манифолде.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Характеристики

Количество каналов

4

Материал трубки

Фторопласт

Материал грузика с держателем фильтра

Нержавеющая сталь

Диаметр фильтрующего элемента

10 мм