



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Стейк М — монокулярный трихинеллоскоп



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для исследования на
трихинеллез

Трихинеллоскопы

Трихинеллоскопы для контроля качества мяса

Оборудование анализа мяса на трихинеллез

для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для мясоперерабатывающей
промышленности

Оборудование для исследования на
трихинеллез для ветклиник

Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных

Оборудование для ветеринарных клиник

Описание

Монокулярный трихинелоскоп «Стейк-М» — предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных, а также других микроскопических исследований различных препаратов при искусственном и естественном освещении в проходящем свете. Трихинеллоскоп снабжен окулярами Гюйгенса.

Монокулярный трихинеллоскоп «СТЕЙК М» может использоваться в стационарных и мобильных лабораториях санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС, на рынках, бойнях, мясоперерабатывающих и животноводческих предприятиях.

Метод контроля — компрессорный.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Характеристики

Увеличение, крат	50,100,160
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	250x250x350
Масса прибора, кг, не более	3
Предметный столик	неподвижный с упором, 135x240 мм
Диаметр отражающего зеркала, мм	50
Количество компрессориев в комплекте	2 шт.