

Отзыв о трихинеллоскопе СТЕЙК-V вар. 3


Данный прибор использовали в лаборатории с 28.12.2018г. по 22.01.2019г. при проведении исследований рыбы на паразитарную чистоту, в частности исследования мышечной ткани компрессионным методом и выявления паразитов в ней.

В результате эксплуатации прибора установлено:

- Удобная платформа для размещения компрессория.
- Преимуществом использования данной модели трихинеллоскопа является большой прямоугольный экран.
- На мониторе чёткое изображение просматриваемых мышечных срезов.
- Достаточно максимальный коэффициент увеличения для детального изучения каждого мышечного среза.
- Приветствуется возможность фотосъёмки исследуемого материала для последующего анализа.
- Очень удобен в эксплуатации при лабораторных исследованиях.

Заведующая бактериологической лабораторией

Ведущий ветеринарный врач



Н.А. Антипова

Л.Н. Михайлова