



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Аппарат электрохирургический для ветеринарии «ФорВет 120»

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Ветеринарное оборудование
Хирургическое оборудование для животноводства
Хирургическое оборудование для ветеринарных клиник
Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Аппарат электрохирургический для ветеринарии «ФорВет 120» предназначен для работы с средними массами тканей. Компактный, простой в обращении, надежный аппарат средней мощности рассчитан для точных локальных воздействий с использованием специального инструмента, соответствующего области применения. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить электрохирургический аппарат по цене производителя.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Особенности

Базовая комплектация: ЭХВЧ блок ФорВет 120 + педаль управления (двухклавишная)
Полная комплектация: ЭХВЧ блок ФорВет 120 + педаль управления (двухклавишная), электрод пассивный, держатель монополярных электродов, держатель биполярных пинцетов, пинцет биполярный 200 мм, набор сменных дополнительных насадок. По желанию Заказчика можно сформировать любую индивидуальную комплектацию.

Характеристики

Режимы работы ЭХВЧ «ФорВет 120»	• Монополярный РЕЗАНИЕ (режим 1) • Монополярный СМЕШАННЫЙ (режим 2) • Монополярный КОАГУЛЯЦИЯ (режим М) • Биполярный КОАГУЛЯЦИЯ (режим Б)
--	---